

VITALI



GRAPHIC DESIGN S&S GUERRA - PHOTO STUDIO ABCDE - PRINTED GRAFICHE DELL'ARTERE - 02/10



dental units & chairs

made in italy

www.vitali.com

VITALI

ESTRO



**ESTRO SL**



**ESTRO PL**



**ESTRO L**



**ESTRO**

Gli sgabelli ESTRO sono il risultato di un'attenta ricerca. Sono disponibili in 4 modelli: ESTRO con schienale avvolgente e base in poliuretano, ESTRO L con schienale avvolgente, ESTRO PL con schienale anatomico ed ESTRO SL con seduta anatomica a sella e regolazione a bascula. Questi ultimi tre modelli hanno la base a 5 razze in alluminio lucidato. Tutte le versioni sono provviste di ammortizzatore a gas con escursione di 200 mm e di ruote autofrenanti particolarmente silenziose.

Estro stools are the result of careful research. They are available in four models: Estro, with a wrap-around backrest and the base in polyurethane, Estro L with wrap-around backrest, Estro PL with anatomic backrest and Estro SL with tilting anatomic saddle-shape seat. The last three models are with a 5-spoke polished aluminium base. All versions mount a gas damper allowing the height adjustment up to 200 mm and are equipped with silent self-braking wheels.

Les tabourets Estro sont le résultat d'une recherche approfondie. Ils sont disponibles en quatre modèles: l'Estro avec son dossier enveloppant et sa base en polyuréthane, l'Estro L avec son dossier enveloppant, l'Estro PL avec son dossier anatomique et l'Estro SL avec son assise anatomique à selle basculante. Les derniers trois modèles montent une base à 5 rayons en aluminium poli. Chaque modèle est équipé avec un vérin à gaz qui permet le réglage en hauteur de 200 mm et avec des roulettes auto-freinantes très silencieuses.

Los taburetes Estro son el resultado de una atenta investigación. Se encuentran disponibles en cuatro modelos: Estro con respaldo envolvente y base en poliuretano, Estro L con respaldo envolvente, Estro PL con respaldo anatómico y Estro SL con asiento anatómico con forma de silla con regulación a bascula. Los últimos tres modelos tienen base de cinco rayos en aluminio brillantado. Todas las versiones están provistas de amortiguador a gas que permite regular la altura en 200 mm y de ruedas particularmente silenciosas, con dispositivo de autofrenado.

Die Estro Arztsessel sind das Ergebnis von sorgfältigsten Forschungen. Es gibt vier verschiedene Modelle: Estro mit Lendenwirbelsäulenstütze, Armlehnen und der Rollbasis in Polyurethan, Estro L mit Lendenwirbelsäulenstütze und Armlehnen, Estro PL mit anatomisch geformter Rückenlehne, Estro SL mit anatomisch geformtem, sattelförmigen Sitz. Die Modelle Estro L, Estro PL und Estro SL haben eine fünfstrahlige Basis aus poliertem Aluminium. Alle Modelle haben fünf besonders leise abrollende, selbstbremsende Rollen - die Gasfederung ermöglicht eine Höhenverstellung von 20 mm.

