



1103G Vet ▶

◀1106L Vet

◀1101G Vet

Veterinárne EKG

ECG-1101G Vet / 1103G/GW/L/LW Vet / 1106L Vet



Veterinárne EKG

Vlastnosti

- Ľahký, kompaktné rozmery
- Detekcia a signalizácia spadnutia elektród a slabej batérie
- Automatické nastavenie základnej pre optimálnu tlač
- 10-sekundové ukážky
- Dva typy zvodov: Standard, Cabrera
- Vstavaný EKG simulátor pre DEMO účely
- Profesionálne softvérové balíky pre mačky a psov
- 4 druhy prevádzkového režimu: Auto, AUTO2, MAN a ANA
- 3 druhy filtrov: HUM, EMG a ADS
- 3 druhy napájania: AD, DC, batéria
- 15 EKG súborov je možné uložiť v EKG
- 250 EKG súborov je možné uložiť na SD kartu (voliteľné)
- Komunikácia s PC (voliteľné)

Veterinárne EKG

ECG-1101G Vet / 1103G/GW
1103L/LW Vet / 1106L Vet



Špecifikácia:

| | |
|---------------------------|--|
| Bezpečnostný štandard: | IEC Class I, type CF |
| Mód: | 7 kanálové (ECG-1101G Vet/1103G/GW Vet/1103L/LW Vet/1106L Vet) |
| Vstup: | plávajúci, ochrana proti defibrilátoru a pacemakeru |
| A/D konvertor: | 12 bit |
| Časová konštanta: | >3.2s |
| Rozsah frekvencií: | 0.05Hz ~ 165Hz |
| Senzitivita: | 2.5, 5, 10, 20, 40 (mm/mV±2%), Auto |
| Vstupná impedancia: | ≥50MΩ |
| Vstupný prúd: | ≤50nA |
| Kalibračné napätie: | 1mV±2% |
| Hlučnosť: | <15μVp-p |
| Posun základnej čiary: | Automatický |
| Filter: | EMG Filter: 25Hz ~ 45Hz(-3dB) ADS Filter: Auto(0.15-0.50Hz) HUM Filter: 50Hz/60Hz (-20dB) |
| CMRR: | >100dB |
| Strata prúdu - pacientom: | <10μA |
| Rýchlosť papiera: | 6.25/12.5/25/50 mm/s |
| Typ papiera: | 50mm(šírka), 20m/30m(dĺžka), roll (ECG-1101G Vet) 63mm(šírka), 20m/30m(dĺžka), roll (ECG-1103G/L Vet) 80mm(šírka), 20m/30m(dĺžka), roll (ECG-1103GW/LW Vet) 112mm(šírka), 20m/30m(dĺžka), roll (ECG-1106L Vet) |
| Softvér: | XP/Vista/Win 7(32bit)system - voliteľné |
| Napájanie: | AC: 110/220V, 50/60Hz; 85V ~ 265V(Option) DC: 12V, zabudovaná nabíjateľná batéria |
| Rozmery: | 295mm×260mm×60mm; (main unit of ECG-1101G Vet) 415mm×195mm×380mm(Carton of ECG-1101G Vet) 345mm×300mm×80mm; (main unit of ECG-1103G/GW Vet, 1103L/LW Vet, 1106L Vet) 415mm×195mm×380mm(Carton of ECG-1103G/GW Vet, 1103L/LW Vet, 1106L Vet) |
| Netto Hmotnosť: | 2.3kgs(ECG-1101G); 2.5kgs(ECG-1103G/GW Vet, 1103L/LW Vet, 1106L Vet) |

Štandardná konfigurácia

- EKG
- EKG kábel
- Veterinárne elektródy (typ koncovky)
- Termo papier
- nabíjateľná batéria
- ochranný obal



EKG kábel (5-zvodový)



Koncovka



Veterinárne elektródy

FUNKCIE

| MODEL | AUTO MERANIE | AUTO ANALÝZA | LCD veľkosť | Zvody | Šírka papiera | INFO | Súbor | Nápoveda | RS232 | USB | WIRE-LESS | SD CARD |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------|---------------|------|-------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1101G Vet | ÁNO | ÁNO | 3.8" | 7CH | 50MM | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | Voliteľné | Nie | Voliteľné |
| 1103G Vet | ÁNO | ÁNO | 3.8" | 7CH | 63MM | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | Voliteľné | Nie | Voliteľné |
| 1103GW Vet | ÁNO | ÁNO | 3.8" | 7CH | 80MM | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | Voliteľné | Nie | Voliteľné |
| 1103L Vet | ÁNO | ÁNO | 6" | 7CH | 63MM | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | Voliteľné | Nie | Voliteľné |
| 1103LW Vet | ÁNO | ÁNO | 6" | 7CH | 80MM | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | Voliteľné | Nie | Voliteľné |
| 1106L Vet | ÁNO | ÁNO | 6" | 7CH | 112MM | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | Nie | ÁNO |

Výrobca: Shenzhen Carewell Electronics Co., Ltd.

Distribútor: All4vets spol. s r.o., Potočná 14, 921 01 Piešťany

Tel: +421 915 974 046

E-mail: info@all4vets.eu Web: www.all4vets.eu

ALL4VETS
PRE VETERINÁRNÝCH LEKÁROV

Špecifikácie je možné meniť výrobcom bez oznámenia

