

# Samsung PT10V

Clinical chemistry analyzer  
for daily use !



# SAMSUNG PT100V

Klinický biochemický analyzátor v kompaktnej podobe!

Samsung PT10V je kompaktný biochemický analyzátor určený na meranie biochemických parametrov krvi. Vopred nakonfigurované kazety kombinujú až 16 parametrov. Výsledky zo vzorky o objeme len 70 ul sa zobrazia do 7 – 10 minút. Intuitívne navigačné menu umožňuje každodenné použitie prístroja.



## Testovacie kazety (cartridge)

K dispozícii sú rôzne testovacie kazety s viac ako 16 parametrami. Plne automatické testovacie procesy poskytujú spoľahlivú a rýchlu diagnostiku.

### Všeobecný profil

GLU, BUN, CREA, B/C ratio, PHOS, CA, TP, ALB, GLOB, A/G ratio, ALT, TBIL, CHOL, TRIG, AMY

### Elektrolyty

Na, K, Cl, Na/K ratio

### Oblickový profil

GLU, BUN, CREA, B/C, PHOS, CA, ALB, AMY

### Profil pre hospodárske zvieratá

GLU, BUN, TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, AST, ALP, GGT, TBIL

### Pečeňový profil

GLU, BUN, TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, AST, ALP, GGT, TBIL

### Predoperacný profil

GLU, BUN, CREA, B/C, TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, ALP

### NOVINKA 2018 - Diabetes Test 4V

GLU, Fru, Tri, Chol.

# SAMSUNG PT100V

Klinický biochemický analyzátor v kompaktnej podobe!

## Rýchle výsledky merania

Len v 7 – 10 minútach prístroj určuje viac než 16 parametrov podľa použitých kaziet.

## Malý objem vzorky

Pre kompletnú analýzu stačí iba 7 ul vzorky. Samsung PT10V determinuje meranie výsledkov s jednou kvapkou séra alebo plazmy.



## Lahká obsluha

Intuitívny užívateľský systém je jednoduchý a užívateľa priamo navedie pomocou dotykového displeja. Meranie vykonáte v 3 jednoduchých krokoch, ktoré sa Vám zobrazia na displeji.

## Vnútorne dátové úložisko

Samsung PT10V je schopný uložiť viac ako 5000 výsledkov merania.

## Prenos údajov

Samsung PT10V je schopný prenášať údaje analógovo aj digitálne. Vnútorne tlačiareň vytlačí výsledky v čiernom-bielom zobrazení. Spojenie umožňuje optimalizovať dátový prenos do Vášho softvéru.

## Tablet alebo smartfón

Zobrazenie výsledkov merania je možné aj na Vašom tablete alebo smartfóne! Stiahnutím mobilnej aplikácie Samsung LABGEO môžete

s analyzátorom komunikovať prostredníctvom mobilného zariadenia a prezentovať tak kdekolvek výsledky merania majiteľom zvierat. Na Vašom

tablete alebo smartfóne dokážete ľahko a kedykoľvek skontrolovať výsledky testov, nastaviť si klinické upozornenia, skontrolovať spotrebu testovacích kaziet. ▾



# SAMSUNG PT10V

## Technická špecifikácia

Čas merania:	7 – 10 min. (závisí od testovacej kazety)
Vzorka:	sérum alebo plazma
Množstvo vzorky:	70 ul
Obsluha:	4,3'' TFT-LCD farebný dotykový displej
Dátové úložisko:	5 000 výsledkov meraní
Napájanie:	100 – 240 V
Výsledky merania:	zobrazenie na dotykovom displeji a v printovej podobe
Rozhranie:	USB, LAN, WLAN
Rozmery:	206 x 140 x 205 mm
Váha:	menej ako 2 kg



**ALL4VETS**


Predaj a distribúcia:

**All4vets, s.r.o.**  
Radlinského 37, 921 01 Piešťany  
+421 907 145 915

[www.all4vets.eu](http://www.all4vets.eu)  
[info@all4vets.eu](mailto:info@all4vets.eu)



scil animal care company GmbH  
Dina-Weissmann-Allee 6  
D-68519 Viernheim  
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 - 0  
Fax: +49 (0) 6204 78 90 - 200  
[info-de@scilvet.com](mailto:info-de@scilvet.com)  
[www.scilvet.com](http://www.scilvet.com)



# Samsung PT10V

## Cenník testov

### Parametre

Č.produktu	Produkt	Balenie	Cena za parameter bez DPH	Cena spolu bez DPH
103447	<b>Samsung Komprehenčný test</b> GLU, BUN, CREA, B/C ratio, CA, PHOS, TP, ALB, GLOB, A/G ratio, ALT, TBIL, CHOL, TRIG, AMY	1 test !*	1,05 €	13,60 €
103449	<b>Samsung Test Elektrolytov</b> Na, K, Cl, Na/K ratio	1 test !*	0,88 €	7,95 €
103451	<b>Samsung Obličkový test</b> GLU, BUN, CREA, B/C ratio, PHOS, CA, ALB, AMY	1 test !*	1,25 €	11,25 €
103450	<b>Samsung test pre veľké zvierá</b> GLU, BUN, CREA, B/C ratio, TP, ALB, GLOB, A/G ratio, AST, ALP, GGT, CK TBIL	1 test !*	1,38 €	12,45 €
103448	<b>Samsung pečňový test</b> GLU, BUN, TP, ALB, GLOB, A/G ratio, ALT, AST, ALP, GGT, TBIL	1 test !*	1,25 €	11,25 €
103446	<b>Samsung predoperačný test</b> GLU, BUN, CREA, B/C ratio, TP, ALP, ALB, GLOB, A/G ratio, ALT	1 test !*	1,19 €	8,32 €
105453	<b>Diabetes Test 4V</b> GLU, Fru, Tri, Chol.	1 test !*	0,60 €	5,40 €

Č.produktu	Produkt	Obsah balenia	Cena
8184	Testovacia vzorka level 1	3 ml	16,00 €
8185	Testovacia vzorka level 2	3 ml	16,00 €

### Príslušenstvo

Č.produktu	Produkt	Balenie	Cena
103464	Samsung PT10V pipeta	1 ks	7,30 €
6971	Skúmavka Li-Heparín 0,3ml	100 ks	15,15 €
7102	Skúmavka Li-Heparín 0,5ml	100 ks	18,90 €
7110	Skúmavka Li-Heparín 0,6ml	100 ks	19,90 €
7100	Skúmavka Li-Heparín 1,3ml	100 ks	15,15 €
6980	Špičky na pipetu	500 ks	7,00 €
103577	Uzatvárací ventil	1 ks	4,00 €



!\* Test musí byť skladovaný v chladničke.



Predaj a distribúcia:

**All4vets, s.r.o.**

Radlinského 37, 92101 Piešťany

+421 907 145 915

info@all4vets.eu