




biochemický analyzátor

SAMSUNG PT10V

Samsung PT10V je kompaktný biochemický analyzátor určený na meranie biochemických parametrov krvi. Vopred nakonfigurované kazety kombinujú až 16 parametrov. Výsledky zo vzorky o objeme len 70 ul sa zobrazia do 7-10 minút. Intuitívne navigačné menu umožňuje každodenné použitie prístroja.



TESTOVANÉ PARAMETRE:

Elektrolyty:	(Na, K, Cl, Na/K)
Obličkový panel:	(GLU, BUN, CREA, B/C, PHOS, CA, ALB, AMY)
Panel veľké zvieratá:	(GLU, BUN, CREA, B/C, TP, ALB, GLOB, A/G, AST, ALP, GGT, TBIL, CK)
Pečeňový panel:	(GLU, BUN, TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, AST, ALP, GGT, TBIL)
Predoperačný panel:	(GLU, BUN, CREA, B/C, TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, ALP)
Komplexný panel:	(GLU, BUN, CREA, B/C, PHOS, CA, TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, ALP, TBIL, CHOL, TRIG, AMY)
NOVINKA! Diabetes panel:	(GLU, FRU, TRI, CHOL.)
Comprehensive Plus Test:	(17V, ALB, ALP, ALT, AMY, BUN, CA, CREA, GLU, PHOS, TBIL, TCHO, TP, GLOB*, A/G Ratio, Bun/Crea, LIP, GGT)

Equine 16V

Bovine 5V

Samsung cCRP Test 1V

Samsung SAA Test 1V

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Čas merania:	7-10 minút (závisí od testovacej kazety)
Vzorka:	sérum alebo plazma
Množstvo vzorky:	70 ul
Obsluha:	4,3" TFT-LCD farebný dotykový displej
Dátové úložisko:	5000 výsledkov meraní
Napájanie:	100-240 V
Výsledky merania:	zobrazenie na dotykovom displeji a v printovej podobe
Rozhranie:	USB, LAN, WLAN
Rozmery:	206 x 140 x 205 mm
Váha:	menej ako 2 kg

SAMSUNG



ALL4VETS

All4vets spol. s r.o.
Potočná 14, 921 01 Piešťany

Tel. +421 907 145 915
E-Mail: info@all4vets.eu
www.all4vets.eu