






# ekuore


## Stetoskop, ktorý pripojíte na Váš smartphone

### Čo dokáže?

-  Umožňuje zvyšovanie a znižovanie hlasitosti
-  Zaznamenáva auskultáciu
-  Aplikuje filtre na srdce a pľúca
-  Zobrazuje zvukový záznam
-  Ľahko zdieľate auskultáciu



### Prípady použitia - benefity




#### Zaznamenajte a vizualizujte počúvanie

Umožňuje oveľa presnejšie sledovanie pacientov.

#### Komunikujte so svojimi zákazníkmi

Spoločne počúvajte a ľahšie vysvetlite diagnózu pacienta.





#### Objektívne sledovanie

Objektívne porovnáva pacienta počas niekoľkých časových období.

#### Vysoké školy

Zvyšuje výkon študentov a zlepšuje ich porozumenie.




#### Zdieľať auskultáciu

Výsledok môžete rýchlo zdieľať so veterinárnym špecialistom.

#### Veterinár s poruchou sluchu

Nastavením hlasitosti môžete mať opäť auskultáciu podľa svojich potrieb.



Solution for hearing problems:

## Amplified eKuore Vet

Stetoskop ktorý sa prispôsobí Vaším požiadavkám




Prípady použitia:

### Pripojenie Jackom



Jack  
+  
Slúchadlá




Jack + Receiver  
+  
Sluchové pomôcky




Jack  
+  
Kochleárny implantát

### Pripojenie cez Wifi








Wifi + Smartphone + Bluetooth  
+  
Sluchové pomôcky / Slúchadlá /  
Prijímač



Bluetooth vysielateľ + Bluetooth  
+  
Sluchové pomôcky / Slúchadlá /  
Prijímač



Čo to robí ?

-  Zvyšuje hlasitosť
-  Pripojenie na slúchadlá
-  Pripojenie na sluchové pomôcky
-  Pripojenie na smartphone
-  Zaznamenáva a zdieľa evidenciu

Prenosné EKG riešenie

## EKG monitor 1, alebo 6 zvodový

EKG, ktorí sa pripojí na Váš  
smartphone, alebo tablet



### Benefity



#### Ľahké používanie

Môžete rýchlo a ľahko monitorovať viac pacientov. U väčšiny zvierat ne stresu a holeniu.



#### Praktický monitor

Prenosný a ľahko umiestniteľný. Použite ho ako aj monitor počas operácie, alebo po operácii.



#### Používajte so smartphonom

Zaznamenajte srdcovú aktivitu pacienta pomocou smartfónu. Vyšetrite pacienta v pohodlí jeho domova.


#### Presné a obratné

Získajte rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku. Analyzujte výsledky pomocou počítačového softvéru.




#### Marketingový nástroj

Komunikujte so svojimi zákazníkmi. Teraz môžu zaznamenávať doma ekg.



#### Registrácia informácií

Bezpečne ukladajte EKG a informácie o pacientovi. Budete schopní analyzovať, zdieľať a tlačiť.



### Čo dokáže?



Okamžitý elektrokardio záznam



Pooperačný monitor




Objektívne sledovanie



Stresové testy



Okamžité zdieľanie



Endoskopická kamera

## Veterinary endoscope

Vyšetrite svojich pacientov bezpečným spôsobom pri nízkych nákladoch



### Benefity



#### Včasné odhalenie patológií

Získajte rýchlejšiu a efektívnejšiu diagnostiku.

#### Komunikujte so svojimi pacientmi

Pomocou obrazu môžete ľahšie vysvetliť diagnostiku pacienta .




#### Eliminácia zvláštnych bodov

S týmto fotoaparátom sa môžete dostať ďalej do pacienta.

#### Nahrajte a pustite

Presnejšie sledovanie a porovnávanie vývoja pacienta.



#### Zdieľanie

Odošlite video špecialistovi a okamžite získajte druhý názor.

#### Zobraziť v reálnom čase

Umožňuje vám vidieť vnútornú časť pacienta v reálnom čase.



### Použite

: endoskopia ústnej dutiny, larynxu a hornej časti trachei  
- kamera najlepšie sníma a má ostrosť obrazu vo vzdialenosti 2-3cm



### Čo to robí?



Nahráva



Fotografuje



Vizualizuje sa v reálnom čase




Zdieľanie



Digitálny veterinárny otoskop

## Veterinary otoscope

Prenosné a vysoko spoľahlivé pripojenie  
k smartfónu, alebo tabletu



### Benefity





#### Prenosný

Umožní vám pracovať bez prekážok a dá sa použiť pri návštevách u klienta doma.

#### Marketingový nástroj

Môžete zapojiť majiteľov. Vidia vývoj ochorenia svojho domáceho maznáčika.




#### Vysoká presnosť

Skvelá kvalita obrazu, vysoké rozlíšenie. zväčšenie x500.

#### Ideálne pre telemedicínu

Keďže je bezdrôtový, umožňuje získať diagnózu na diaľku.



#### Registrácia informácií

Umožňuje vám zaznamenať a vyfotografovať zvukovod a zdieľať video s odborníkom.

#### Nastaviteľné LED

Pre väčšiu presnosť obsahuje 6 LED svetiel. Intenzitu môžete upraviť manuálne.



### Čo to robí?



Nahráva



Fotografuje



Vizualizuje v reálnom čase



Zdieľa



## Basic Kit eKuore Vet II® fonendoskop (stethoscope)

[ REF: E2K0002 ]

Je to druhá generácia veterinárneho stetoskopu. Prostredníctvom tejto súpravy si môžete užiť podstatu stetoskopu určeného na individuálne použitie.

Obsah balenia:

- Stetoskop eKuore Vet II
- Stredný zvon 35,5 mm (pre zvieratá strednej veľkosti, ako sú psy alebo mačky)
- Slúchadlá
- Micro USB kábel



Technické požiadavky

Operačný systém: Android, alebo iOS

Podporovaná verzia: Android 4 a viac, iOS 7.1 a viac

Kompatibilný s iPhone, iPad, iPad touch

## Basic Kit eKuore Vet II® zosilňujúci fonendoskop

[ REF: E2K0099 ]

Zosilňujúci eKuore Vet II je riešenie určené pre veterinárnych lekárov s poruchami sluchu, ktoré vám umožňuje prispôbiť počúvanie vašim sluchovým potrebám. Táto verzia zosilňuje zvuk o 10 dB + v porovnaní so stetoskopom eKuore Vet II.

Obsah balenia:

- Zosilnený stetoskop eKuore Vet II
- Stredný zvon (35,5 mm)
- Slúchadlá
- Micro USB kábel
- Bluetooth modul



Technické požiadavky

Operačný systém: Android, alebo iOS

Podporovaná verzia: Android 4 a viac, iOS 7.1 a viac

Kompatibilný s iPhone, iPad, iPad touch

## Veterinárny endoskop (Veterinary Endoscope)

[ REF: EK3002W ]

Je to najnovšia generácia videokamery s pripojením k vášmu smartfónu. Spolu s tracheotubusom vám umožňuje preskúmať „vnútro“ Vašich pacientov.

Balenie obsahuje:

- WiFi modul
- Kamera s pripojením k vášmu smartfónu
- tracheotubus 7,5mm
- USB nabíjaci kábel

Vlastnosti:

- Dĺžka kábla kamery 1,5 m
- Priemer kamery 5,5 mm
- Ohnisková vzdialenosť 2 - 4 cm
- použite s tracheotubusom 6 mm a viac
- 6 LED svetiel, manuálne nastavenie svetlosti
- video formát AVI, rozlíšenie 640 x 480
- formát fotiek JPEG
- vodeodolnosť stupeň IP67



## EKG monitor 1 zvodový (ECG Veterinary Monitor1Lead)

[ REF EK3001 ]

Je to prenosný EKG najnovšej generácie, ktorý sa pripája k vášmu smartfónu. Toto nové zariadenie vám umožňuje zaznamenať, uložiť, analyzovať a zdieľať 30sekundový 1 zvodový EKG záznam. Môžete ho tiež použiť ako monitor na operačnej sále alebo monitor po operácii.


Balenie obsahuje:

- 2 elektródy
- 2 klipsy
- 2 spojovacie káble
- 10 jednorazových elektród
- Nabíjaci kábel

Technické požiadavky:

Operačný systém: Android, alebo iOS

Podporovaná verzia: Android 4.4 a viac, iOS 11 a viac  
Bluetooth pripojenie ClassII



## EKG monitor 6 zvodový (ECG Veterinary Monitor6Lead)

[ REF EK3008]

Je to prenosný EKG najnovšej generácie, ktorý sa pripája k vášmu smartfónu. Toto nové zariadenie vám umožňuje zaznamenať, uložiť, analyzovať a zdieľať 30sekundový 6 zvodový EKG záznam. Môžete ho tiež použiť ako monitor na operačnej sále alebo monitor po operácii.

Balenie obsahuje:

- 6 jednorazových elektród (EK3004-E)
- 3 klipsy (EK3004-P)
- 3x pripojovací kábel
- Nabíjačka s káblom
- Ochranné puzdro

Technické požiadavky

Operačný systém: Android, alebo iOS

Podporovaná verzia: Android 6 a viac, iOS 11 a viac

Bluetooth pripojenie ClassII



## Veterinárny otoskop (Veterinary Otoscope)

[ REF: EK3007 ]

Prenosný otoskop, ktorý sa pripája k vášmu smartfónu alebo tabletu. Umožní vám zachytiť snímky vonkajšieho zvukovodu a bubienka. Je ideálny na detekciu chorôb alebo na zistenie príznakov: zápalu, cudzích telies, nádorov alebo iných potenciálnych príčin problému.

Balenie obsahuje:

- Otoskop
- Modul WIFI
- 4xochranná kanyla
- Nabíjací kábel USB

Vlastnosti:

- Veľkosť: Priemer 5,4 mm x 161 mm
- Zaostrenie: 0,5 cm - 10 cm
- Zoom x500
- 6 LED svetiel, manuálne nastavenie intenzity osvetlenia
- video formát AVI, rozlíšenie 640 x 480
- vodeodolenosť stupeň IP67





Predaj a distribúcia:

All4vets spol. s r.o., Potočná 14, 921 01 Piešťany